


Anticorpo Policlonal Anti-C-Jun De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P05412

Número do item: CM0018659



introdução

Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho anti-c-Jun validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta c-Jun humano e de camundongo (36kDa), um fator de transcrição envolvido na sinalização AP-1 e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	c-Jun pAb de Coelho
Observações/Apelido	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3725
ID do Gene	3725
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-230 do c-Jun (NP_002219.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P05412
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo