

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-C-Peptide Para If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P01308

Número do item: CM0005156



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o C-Peptide, validado para IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de diabetes e monitoramento da função das células beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C-Peptide Rabbit mAb
Observações/Apelido	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; C-Peptide
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3630
ID do Gene	3630
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da INS humana (NP_000198.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01308
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco com gelo