

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C1R Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00736

Número do item: CM0019982



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra C1R humano, validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage com camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via do complemento e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C1R Rabbit pAb
Observações/Apelido	EDS8; EDSPD1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	715
GeneID	715
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 18-190 da C1R humana (NP_001724.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00736
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Bolsa de gelo