

## Anticorpo Policlonal Anti-C7Orf50/Cholesin Para Wb, Elisa - Q9Brj6

Número do item: CM0013701

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra C7orf50 humano (cholesin), produzido contra proteína recombinante (aa 1-194). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Detecta uma banda em ~22 kDa. Ideal para pesquisa de metabolismo de colesterol e sinalização hormonal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | C7orf50 pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | YCR016W; C7orf50                                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID              | 84310                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-194 do C7orf50 humano (NP_115726.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                          |
| SWISS               | Q9BRJ6                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 22kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |