

## Anti-Cables1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q8Tdn4

Número do item: CM0016774

### introdução

pAb de Coelho CABLES1 para WB, ELISA. Validado em humano, camundongo. Substrato 1 de CDK5/ABL1, chave no desenvolvimento neuronal e no ciclo celular. Da CamelBio, fornecedor de matérias-primas para IVD tudo-em-um.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho CABLES1                                                                                                       |
| Observações/Apelido | CABL1; IK3-1; CABLES; HsT2563; CABLES1                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (humano)     | 91768                                                                                                                       |
| GeneID              | 91768                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-368 do CABLES1 humano (NP_612384.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                          |
| SWISS               | Q8TDN4                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 68kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                               |