


Anticorpo Policlonal Anti-Cadps Para Wb, Elisa - Q9ULu8

Número do item: CM0013407



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CADPS/CAPS-1 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato, ideal para estudos de neurociência e secreção endócrina envolvendo exocitose de vesículas de núcleo denso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CADPS Coelho pAb
Observações/Apelido	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8618
ID do Gene	8618
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1020-1100 do CADPS humano (NP_899630.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULU8
Peso da Proteína	153kDa
Envio	Bolsa de gelo