

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Calcoco1 Para Wb E Elisa - Q9P1Z2

Número do item: CM0027366

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra CALCOCO1, um coativador de transcrição envolvido na via de sinalização Wnt e nas vias de receptores nucleares. Validado para WB e ELISA, reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisa em regulação genética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CALCOCO1 Rabbit pAb
Observações/Alias	Cocoa; PP13275; calfoglin; CALCOCO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57658
GeneID	57658
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P1Z2
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo