

## Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Calcrl Para Wb, Elisa - Q16602

Número do item: CM0029858



### introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-CALCRL de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta CALCRL (CRLR; CGRPR) humano, de camundongo e rato, um receptor chave para o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina e a adrenomedulina. Ideal para pesquisa em cardiovascular e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CALCRL Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observações/Apelido | CRLR; CGRPR; LMPHM8; CALCRL                                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                 |
| ID do Gene (Humano) | 10203                                                                                                                                  |
| ID do Gene          | 10203                                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 346-445 do CALCRL humano (NP_005786.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonados                                                                                                                |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                               |
| SWISS               | Q16602                                                                                                                                 |
| Peso da Proteína    | 53kDa                                                                                                                                  |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                          |