

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Cald1 Para Wb E Elisa - Q05682

Número do item: CM0030963

introdução

Anticorpo policlonal coelho Anti-CALD1 para aplicações em WB e ELISA. Reconhece a caldesmona humana, uma proteína ligante de actina e miosina que regula a contração do músculo liso e a motilidade de células não musculares. Ideal para pesquisa cardiovascular e em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CALD1 Coelho pAb
Observações/Alias	CDM, HCAD, LCAD, h-CD, H-CAD, L-CAD, NAG22, CALD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	800
ID do Gene	800
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da CALD1 humana (NP_004333.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q05682
Peso Proteico	93kDa
Transporte	Saco de Gelo