


Anticorpo Policlonal Anti-Calpaína 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07384

Número do item: CM0018254



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a calpaína-1 humana (CAPN1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos sobre remodelamento do citoesqueleto e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calpaína 1 Coelho pAb
Observações/Apelido	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpaína 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	823
GeneID	823
Imunôgenio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 355-530 da Calpaína 1 humana (NP_005177.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07384
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo