


Anticorpo Policlonais Anti-Camk1G Para Wb, Elisa - Q96Nx5

Número do item: CM0025173



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CAMK1G humana (CaM quinase I gama), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização dependente de cálcio/calmodulina e fosforilação de CREB1 em tecidos neuronais e periféricos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAMK1G Rabbit pAb
Observações/Apelidos	VWS1; CLICK3; CLICKIII; dj272L16.1; CAMK1G
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57172
ID do Gene	57172
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 217-476 da CAMK1G humana (NP_065172.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96NX5
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo