


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cap1 Para Wb, Elisa - Q01518

Número do item: CM0011164



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CAP1 validado para WB e ELISA. Detecta a proteína CAP1 humana (~52 kDa). Suporta pesquisa em dinâmica de actina, polaridade celular e localização de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAP1 Coelho mAb
Observações/Apeliido	CAP; CAP1-PEN; CAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10487
Imunogénio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01518
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo