

Anticorpo Policlonal Anti-Capn10 Para Wb, Elisa - Q9Hc96

Número do item: CM0028761

introdução

O pAb de CAPN10 de Coelho é um anticorpo policlonal produzido contra a proteína recombinante humana CAPN10. Adequado para WB e ELISA, detecta a calpaína-10 humana, uma protease regulada por cálcio implicada na captação de glicose e diabetes tipo 2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAPN10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CANP10; NIDDM1; CAPN10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11132
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 da CAPN10 humana (NP_075571.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HC96
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo