

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Capzb Para Wb, If/Icc, Elisa - P47756

Número do item: CM0027981



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a CAPZB, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com a subunidade beta da proteína de cobertura da F-actina (31 kDa) de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAPZB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CAPB; CAPZ; CAPPB; CAPZB
Espécie	Humano
GeneID	832 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-272 da CAPZB humana (NP_004921.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P47756
Peso Proteico	31kDa
Transporte	Bolsa de gelo