


Anticorpo Policlonal Anti-Anidrase Carbônica 2 (Ca2) Para Wb, Elisa - P00918

Número do item: CM0016062



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Anidrase Carbônica 2 (CA2) humana. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com as espécies humana e murina. Útil para o estudo da hidratação do dióxido de carbono, da reabsorção óssea e da regulação do pH.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra a Anidrase Carbônica 2 (CA2)
Observações/Apelidos	CAC; CAll; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Anidrase Carbônica 2 (CA2)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	760
ID do Gene	760
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da Anidrase Carbônica 2 (CA2) humana (NP_000058.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Murina
SWISS	P00918
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo