


Anticorpo Policlonal Anti-Car/Cxadr Para Wb, Elisa - P78310

Número do item: CM0019153



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CAR/CXADR humano, validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar junções estreitas, receptores virais e migração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAR/CXADR Coelho pAb
Observações/Apelido	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-237 do CAR/CXADR humano (NP_001329.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78310
Peso Proteico	40kDa
Envio	Em bolsa de gelo