


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Troponina I Cardíaca (Tnni3) Para Wb, If-P, Elisa - P19429

Número do item: CM0003163



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Troponina I Cardíaca humana (TNNI3), validado para WB, IF-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa cardíaca e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Troponina I Cardíaca (TNNI3) mAb de Coelho
Observações/Alias	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponina I Cardíaca (TNNI3)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7137
GeneID	7137
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da Troponina I Cardíaca humana (TNNI3) (NP_000354.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P19429
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo