


Anticorpo Policlonal Anti-Caspase-1 Para Wb, If-P, Elisa - P29466

Número do item: CM0022380



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Caspase-1 (ICE) para WB, IF-P, ELISA. Detecta proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre o processamento de IL-1 β mediado pelo inflamassoma, piroptose e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Caspase-1 Rabbit pAb
Observações/Alcunha	ICE; P45; IL1BC; CASP1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	834
ID do gene	834
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 198-297 da CASP1 humana (NP_150634.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, de camundongo e de rato
SWISS	P29466
Peso da proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo