

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Caspase-1 Para Wb E Elisa - P29452

Número do item: CM0021772

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Caspase-1 (ICE) de camundongo. Validado para Western blot e ELISA. Detecta uma proteína de ~46 kDa altamente expressa no baço e no pulmão. Adequado para pesquisa em inflamação e piroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Caspase-1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ICE; I11bc; CASP1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	834
GeneID	12362
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da CASP1 de camundongo (NP_033937.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P29452
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo