


Anticorpo Monoclonal Anti-Catepsina E (Ctse) Para Wb, Elisa - P14091

Número do item: CM0006663



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Catepsina E (CTSE) humana, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas sobre função imune e apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Catepsina E (CTSE) mAb de Coelho
Observações/Apelido	CATE; Catepsina E (CTSE)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1510
ID do Gene	1510
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 132-244 da Catepsina E (CTSE) humana (NP_001901.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14091
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Saco de gelo