

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Catepsina G Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08311

Número do item: CM0014155



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-catepsina G de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar as funções das proteases serínicas na inflamação, infecção e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cathepsin G Rabbit pAb
Observações/Apelido	CG; CATG; Catepsina G
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1511
GeneID	1511
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 75-190 da catepsina G humana (NP_001902.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P08311
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo