

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cavin2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95810

Número do item: CM0021132

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CAVIN2 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para investigar a função da proteína 2 associada às cavéolas (cavin-2/PS-p68) na curvatura da membrana e na biologia das cavéolas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CAVIN2 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2; CAVIN2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	8436
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 325-425 de CAVIN2 humano (NP_004648.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O95810
Peso da proteína	47 KDa
Envio	Bolsa de gelo