

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cbfb Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13951

Número do item: CM0012025



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra o CBFB humano (subunidade beta do fator de ligação ao núcleo). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de complexos de fatores de transcrição CBF/RUNX.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CBFB mAb de coelho
Observações/Alias	CLCD2; PEBP2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	865
ID do Gene	865
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-182 do CBFB humano (NP_001746.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13951
Peso da Proteína	22 kDa
Transporte	Saco de gelo