

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccdc61 Para Wb, Elisa - Q9Y6R9

Número do item: CM0018695



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CCDC61 validado para Western blot e ELISA em amostras humanas. Ferramenta de pesquisa para estudos de proteínas centrossômicas, coesão de centríolos e ancoragem de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCDC61 pAb Coelho
Observações/Apelido	VFL3; hVFL3; CCDC61
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	729440
ID do Gene	729440
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 352-531 do CCDC61 humano (NP_001073871.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6R9
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo