


Anticorpo Monoclonal Anti-Ccr2/Ckr2 Para Wb, Elisa - P41597

Número do item: CM0007080



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CCR2/CKR2 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta CCR2 humano, de rato e camundongo, um receptor de quimiocina que media a quimiotaxia de monócitos e a entrada do HIV. Adequado para pesquisa imunológica e virológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCR2/CKR2 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	CCR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2/CKR2
Espécie (Reatividade)	Humano
GeneID (humano)	729230
GeneID	729230
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CCR2/CKR2 humano (P41597).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41597
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Em saco de gelo