

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccr5 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P51681

Número do item: CM0023018



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CCR5 validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Detecta CCR5 humano, de rato e camundongo. Ideal para estudar sinalização de quimiocinas, entrada do HIV e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCR5 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	CCR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1234
GeneID	1234
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 246-345 do CCR5 humano (NP_000570.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51681
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de Gelo