

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccr7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P32248

Número do item: CM0015503



introdução

CCR7 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece o CCR7 humano, de camundongo e de rato (receptor de quimiocina C-C tipo 7), com peso molecular previsto de 43 kDa. Ideal para pesquisas em imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCR7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1236
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-372 do CCR7 humano (NP_001829.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P32248
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo