

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd11A Para Wb, Fc, Elisa - P24063

Número do item: CM0008430

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD11a de camundongo validado para Western blot, citometria de fluxo e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. O alvo é a cadeia alfa-L da integrina de 128 kDa (LFA-1), envolvida na adesão de leucócitos e funções imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD11a Rabbit mAb
Observações/Apelido	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	728642
GeneID	16408
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 149-340 do CD11a de camundongo (NP_001240801.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P24063
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Saco de gelo