


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd132 Para Wb, Elisa - P34902

Número do item: CM0021940



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD132 de camundongo (IL-2RG, gammaC), validado para WB e ELISA. Reconhece CD132 de rato. Adequado para estudos de sinalização de citocinas e pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD132 Rabbit pAb
Observações/Apelido	gc; p64; [g]c; CD132; gamma(c)
Espécie	Camundongo
ID do Gene	16186
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-263 do CD132 de camundongo (NP_038591.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P34902
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de Gelo