

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd133 (Prom1) Para Wb, Ip, If-P, Elisa - O54990

Número do item: CM0005871

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD133 validado para WB, IP, IF-P, ELISA. Reage com camundongo e rato. Detecta ~97 kDa de Prominina-1, um regulador chave da diferenciação celular e da morfogênese do disco retinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD133 de coelho
Observações/Apelidos	Prom; AC133; CD133; Prom-1; Prom1; 492416E19Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	8842
GeneID	19126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-107 do CD133 de camundongo (NP_001157049).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O54990
Peso da Proteína	97 kDa
Envio	Bolsa de gelo