

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd13/Anpep Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15144

Número do item: CM0003107



introdução

Anticorpo monoclonal de alta qualidade que visa o CD13/ANPEP humano, validado para aplicações de WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre a função da aminopeptidase N e interações hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD13/ANPEP Rabbit mAb
Observações/Apelido	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	290
ID do Gene	290
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do CD13/ANPEP humano (P15144)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Envio	Saco de gelo