


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd146/Mcam Para Wb, If/Icc, Elisa - P43121

Número do item: CM0011459



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de alto desempenho direcionado ao CD146/MCAM humano (P43121, 72kDa). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Desempenha um papel na adesão celular e metástase tumoral, ideal para pesquisa em câncer e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD146/MCAM Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Espécie	Humano
GeneID	4162
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-559 do CD146/MCAM humano (NP_006491.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43121
Peso Proteico	72kDa
Envio	Em saco de gelo