

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd147/Bsg Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35613

Número do item: CM0016940



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD147/BSG humano (Basigin/EMMPRIN) para WB, IHC-P, IP, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. O CD147 atua na invasão tumoral, angiogênese, sinalização de células imunes e entrada de patógenos. Adequado para pesquisa de DIV e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-CD147/BSG
Observações/alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAb18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Espécie	Humano
GeneID (humano)	682
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 286-385 do CD147/BSG humano (NP_001719.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P35613
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo