

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd152/Ctla-4 Para Wb E Elisa - P16410

Número do item: CM0007331



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD152/CTLA-4 humano (CTLA4), adequado para Western blot e ELISA. Imunógeno: proteína recombinante. Reage cruzadamente com humano. Para uso em pesquisa em estudos de imunorregulação de células T e de pontos de verificação imunológica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho CD152/CTLA-4                                                                                      |
| Observações/Apelido | CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID              | 1493                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-162 do CD152/CTLA-4 humano (NP_005205.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                           |
| SWISS               | P16410                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 25kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                     |