

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd16 Para Wb, Elisa - P08637 / O75015

Número do item: CM0005111



introdução

Um anticorpo monoclonal de coelho que reconhece o CD16 humano (FcγRIIIA), com reatividade cruzada para camundongo, validado para aplicações de WB e ELISA, ideal para estudos de ADCC e função imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD16 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2214/2215
ID do Gene	2214/2215
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-208 do CD16 humano. (P08637).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08637/O75015
Peso da Proteína	29KDa/26KDa
Envio	Saco com gelo