

Anticorpo Policlonal Anti-Cd168/Rhamm Para Wb, Elisa - 075330

Número do item: CM0028334

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD168/RHAMM humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudos de motilidade celular mediada por hialuronano e metástase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD168/RHAMM Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3161
GeneID	3161
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 341-440 do CD168/RHAMM humano (NP_001136028.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075330
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo