

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd18 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05107

Número do item: CM0008572



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD18 (ITGB2) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece integrina beta-2 humana, de rato e camundongo (85 kDa), ideal para estudos de adesão leucocitária e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD18
Observações/Apelido	LAD; CD18; MF17; MFI7; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Espécie	Humano
GeneID	3689
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CD18 humano (NP_000202.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05107
Peso Proteico	85kDa
Envio	Em saco de gelo