

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd239/Bcam Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Número do item: CM0002964



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD239/BCAM humano (molécula de adesão de células basais). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisa de adesão celular, migração e antígeno de grupo sanguíneo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD239/BCAM
Observações/Alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Espécie	Humano
ID do Gene	4059
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 529-628 do CD239/BCAM humano (P50895).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P50895
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo