

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd24 Para Wb, If, Fc, Elisa - P24807

Número do item: CM0007821

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD24 de alta especificidade, validado para WB, IF/ICC, FC e ELISA em amostras de camundongo. Imunógeno recombinante direcionado aos aminoácidos 27-53 do CD24 de camundongo. Somente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD24 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	12484
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-53 do CD24 de camundongo (NP_033976.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P24807
Peso da Proteína	8 kDa
Transporte	Gelo reciclável