


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd271 Para Ihc-P E Elisa - P08138

Número do item: CM0020503



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD271/p75NTR humano para aplicações em IHC-P e ELISA. Este anticorpo detecta o receptor de neurotrofina de baixa afinidade p75NTR, um regulador-chave do desenvolvimento neuronal, apoptose e ritmo circadiano. Ideal para pesquisa em neurociência e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD271 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 330-427 do CD271 humano (NP_002498.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08138
Peso Molecular da Proteína	45kDa
Transporte	Saco de gelo