


Anticorpo Policlonal Anti-CD300C Para Wb E Elisa - Q08708

Número do item: CM0012957



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o CD300C humano (molécula 6 semelhante a CMRF35). Validado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em imunologia e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-CD300C
Observações/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	10871
ID do gene	10871
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q08708
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo