


Anticorpo Policlonais Anti-Cd324/E-Caderina Para Wb, Elisa - P09803

Número do item: CM0023352



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CD324/E-Caderina de camundongo, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano. Adequado para estudos de adesão celular, biologia epitelial e câncer. Proteína de 98 kDa. - P09803

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD324/E-Caderina Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CDH1; Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; AA960649; ARC-1; E-cad; Ecad; L-CAM; Um; caderina-1; CD324/E-Caderina
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	999
GeneID	12550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 157-369 da CD324/E-Caderina de camundongo (NP_033994.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09803
Peso da Proteína	98kDa
Transporte	Bolsa de gelo