

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd351/Fcamr Para Elisa, If/Icc, Fc - Q8Wwv6

Número do item: CM0009493

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade direcionado ao CD351/FCAMR humano (receptor Fc alfa/mu). Validado para ELISA, IF/ICC e citometria de fluxo, adequado para pesquisa de resposta imune e diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD351/FCAMR
Observações/Apelido	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR
Espécie	Humano
GeneID (humano)	83953
GeneID	83953
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-450 do CD351/FCAMR humano (Q8WWV6-1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	ELISA, IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WWV6
Peso Proteico	24kDa/46kDa/57kDa
Envio	Em saco de gelo