

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd3G Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09693

Número do item: CM0010022



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à cadeia gama do CD3 humano (CD3G). Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa de sinalização do receptor de células T, imunidade adaptativa e ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD3G Rabbit mAb
Observações/Apelido	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	917
ID do Gene	917
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-116 do CD3G humano (NP_000064.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09693
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de Gelo