


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd40 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25942

Número do item: CM0014477



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD40 humano (TNFRSF5), validado para aplicações WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reconhece CD40 humano e de camundongo, adequado para estudos de células B e carcinoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD40 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	958
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência dentro dos aminoácidos 198-277 do CD40 humano (NP_001241.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P25942
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo