

Anticorpo Policlonal Anti-Cd45 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08575

Número do item: CM0019503



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD45 humano (LCA, T200), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de ativação de células T e leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD45 Coelho pAb
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 194-390 do CD45 humano (NP_002829.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P08575
Peso Proteico	147 kDa
Remessa	Saco de gelo