

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45Ra Para Ihc-P, Elisa - P08575-8

Número do item: CM0006825

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD45RA humano (isoforma 6, PTPRC). Validado para aplicações de IHC-P e ELISA; adequado para pesquisa de antígenos leucocitários e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD45RA
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-482 do CD45RA humano (P08575-8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-8
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de Gelo