

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Cd68 Para Wb, If/Icc, Elisa - P34810

Número do item: CM0015335

introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra CD68 humano (macrosialina, GP110, LAMP4). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de biologia de macrófagos e endolisossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD68 Rabbit pAb
Observações/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	968
ID do Gene	968
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-200 da CD68 humana (NP_001242.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34810
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo