


Anti-Cd69 Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q07108

Número do item: CM0012798



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD69 humano (AIM, EA1, CLEC2C) para WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de ativação de células T e homeostase imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD69 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espécie	Humano
GeneID	969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 62-199 do CD69 humano (NP_001772.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo