


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd70 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32970

Número do item: CM0019347



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD70 humano (ligante de CD27, TNFSF7) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa em imunologia sobre ativação de células T e vigilância imune de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD70 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	970
GeneID	970
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 47-126 do CD70 humano (NP_001243.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P32970
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de Gelo